

ORBIS Normtrays aus Aluminium.

1. Allgemeines

Diese Aufbereitungsanweisung bezieht sich ausschließlich auf die von ORBIS in Verkehr gebrachten Normtrays aus Aluminium (gelocht / ungelocht). Produkte anderer Hersteller unterliegen anderen Kriterien zur Aufbereitung.

Bei der Aufbereitung dieser Produkte bestehen keine gesonderten Gefahren für den Anwender. Generell sollte bei der Aufbereitung auf die, von der entsprechenden Berufsgenossenschaft empfohlenen, persönliche Schutzausrüstung (PSA) geachtet werden. Weitere Informationen zu Schutzmaßnahmen und Gefahren entnehmen Sie den Sicherheitsdatenblättern der Verwendeten Zusatzprodukte (wie z.B. Desinfektionsmitteln).

ACHTUNG: Werden die Normtrays (gelocht) als Sterilisationstrays verwendet werden, so ist unbedingt ein Instrumentenhalter zu verwenden!

2. Aufbereitungsanweisung

Dieses Produkt unterliegt **nicht** den unten Anforderungen der DIN EN ISO 17664 - Abschnitt 6.

3. Begrenzung / Einschränkung

Häufiges Wiederaufbereiten hat mäßige Auswirkungen auf diese Produkte. Das Ende der Produktlebensdauer wird normalerweise von Verschleiß und Beschädigung durch Gebrauch bestimmt.

4. Erstbehandlung / Vorbehandlung

Eine Vorbehandlung ist nicht erforderlich.

5. Vorbereitung der Reinigung

- Es ist keine Vorbereitung erforderlich.

6. Reinigung

Manuell

- Mit einem Flächendesinfektionsmittel reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel, Produkte mit Säure, Natrium oder Kalium!

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

- Eine Reinigung im RDG ist nicht zulässig

Inspektion nach der Reinigung

Nach der Reinigung ist die Oberfläche auf Kratzer und Beschädigungen zu prüfen

7. Desinfektion

- Die Desinfektion erfolgt im Zuge der Reinigung.

8. Trocknung

Die Trocknung erfolgt mit einem sauberen fussel freiem Tuch.

9. Kontrolle / Wartung

Verunreinigte Produkte müssen nochmals gereinigt und desinfiziert werden.

10. Verpackung

Genormte Verpackungsmaterialien verwenden (Beutel so groß, dass die Versiegelung nicht unter Spannung steht).

11. Sterilisation

Autoklavierbar bis 134 °C max. Das Produkt muss frei von Feuchtigkeit sein.

12. Lagerung

Produkte zur Vermeidung von Kondensationsbildung trocken, staubfrei und nicht in der Nähe von Chemikalien lagern

Produkte zur Vermeidung erneuter Kontamination bis zur Wiederverwendung in den für die Sterilisation benutzten Verpackungen lagern

Behälter und Verpackungen vor dem Öffnen abtrocknen lassen, um erneute Kontamination mit Feuchtigkeit zu vermeiden

13. Transport

Keine besonderen Anforderungen an den Transport.

Zusätzliche Informationen

Ergänzend, jedoch nicht bindend, können Sie auch die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Kochinstitut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) über die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten beachten.

Kontakt

Sollten zu dieser Aufbereitungsanweisung noch Fragen bestehen, so können Sie sich unter info@orbis-dental.de gerne an das ORBIS-Team wenden.