



ORBIS Desinfektionswanne

Produkt REF 187827

**Produktab-
bildung**



**Zweck-
bestimmung**

Desinfektionswanne aus weißem Kunststoff, für alle Desinfektionsmittel geeignet, zur Aufbereitung medizinischer Instrumente im Tauchbadverfahren.
Nutzvolumen: ca. 3 Liter

Beschreibung

Die Wanne besteht aus 4 Einzelteilen:

- Hauptwanne
- Siebeinsatz
- Abdeckung für Sieb
- Wannendeckel

Der **Siebeinsatz** kann der Wanne entnommen werden und zum erleichterten Abtropfen der Lösung schräg auf die Wanne aufgesetzt werden.

Die **Abdeckung für den Sieb** wird dazu verwendet um leichte / kleine Instrumente unter die Oberfläche zu bringen und dort auch zu fixieren damit sie nicht an der Oberfläche schwimmen.

Produktmaße

- Außenmaße: (L x B x H): 320 x 215 x 135 mm
- Innenmaße: (L x B x H): 245 x 155 x 100 mm

**Hinweise zur
Aufbereitung**

Die Wanne ist immer mit dem Deckel und dem Siebeinsatz zu verwenden und korrekt zu beschriften. Bei sichtbaren Verschmutzungen der Lösung, mindestens aber arbeitstäglich sollte die Desinfektions- oder Reinigungslösung gewechselt werden

Manuelle Aufbereitung:

Für die Aufbereitung der Instrumentenwanne empfehlen wir die gründliche Vorreinigung mit handwarmem Wasser.

Achtung: Eventuell zugesetzte Reinigungsmittel können einen klebrigen Rückstand erzeugen. Nach gründlichem Spülen mit handwarmem Wasser sollte die Wanne mit

Produktinformation

einem Einmaltuch getrocknet werden. Anschließend mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel desinfizieren. Auf Kompatibilität der Wirkstoffe der eingesetzten Flächen- und Instrumenten-Desinfektionsmittel ist zu achten.

Maschinelle Aufbereitung:

Für die Aufbereitung der Instrumentenwanne empfehlen wir die gründliche Vorreinigung mit handwarmem Wasser.

Achtung: Eventuell zugesetzte Reinigungsmittel können einen klebrigen Rückstand erzeugen. Anschließend kann die Wanne maschinell bei maximal 121° Celsius drucklos aufbereitet werden. Vor der nächsten Befüllung der Wanne ist sicher zu stellen, dass keine Restflüssigkeiten in der Wanne verblieben sind.

Nur für professionelle Anwender.

Hinweise zu Vorkommnissen

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender / vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patienten niedergelassen ist, zu melden.
