

ORBIS

Fluoride Varnish

Orbis Fluoride Varnish
Instructions for use

Orbis Fluoride Varnish
Gebrauchsanweisung

Orbis Fluoride Varnish
Bruksanvisning

Last revised: 06/2020



PRODUCT DESCRIPTION:

Orbis Fluoride Varnish is a fluoride-containing dental desensitisation varnish for surface application to enamel and dentine. **Orbis Fluoride Varnish** adheres to moist surfaces and is tolerant to moisture and saliva. **Orbis Fluoride Varnish** is an ethanolic suspension of colophony with artificial flavouring and xylitol sweetening. 1 ml of **Orbis Fluoride Varnish** contains 50 mg of sodium fluoride equivalent to 22.6 mg of fluoride.

INDICATIONS:

Orbis Fluoride Varnish is intended for use for:

1. treatment of hypersensitive teeth
2. the treatment of sensitive root surfaces

METHODS OF USE:

Recommended dosage:

Treatment of patients with primary dentition approx. 0.25 ml of **Orbis Fluoride Varnish**.
Treatment of patients with adolescent or permanent dentition approx. 0.40 ml of **Orbis Fluoride Varnish**.

Orbis Fluoride Varnish is applied as a thin film on the dental hard substance. Thick films peel off easily and do not provide therapeutic advantages.

By experience, the required amount for a complete set of teeth ranges between 0.25 ml and 0.40 ml.

APPLICATION:

1. Thoroughly clean tartar from treatment areas.
2. To improve results, eliminate any excessive moisture/saliva from area to be treated.
3. Uniformly apply **Orbis Fluoride Varnish** as a thin film, covering the entire target surface.
4. Moist area of application (either by gentle rinsing or natural salivary flow) to ensure proper setting of **Orbis Fluoride Varnish**.
5. Instruct patient to avoid solids, alcohol, brushing and flossing for 4 hours after application.

INFORMATION/PRECAUTIONARY MEASURES:

Orbis Fluoride Varnish contains colophony.

Orbis Fluoride Varnish should not be used in case of known hypersensitivities (allergies) to this ingredient.

Colophony may inhibit polymerisation and adhesion of composites.

According to its purpose **Orbis Fluoride Varnish** has a sticky consistency. Material remaining on the screw thread of the tube may cause the cap to stick. Wipe off any contaminating residues with an ethanol-containing cloth.

Orbis Fluoride Varnish is contraindicated in patients with ulcerative gingivitis or stomatitis. **Orbis Fluoride Varnish** is not intended for systemic treatment.

Oedematous swellings have been reported on rare occasions especially following application to extensive surfaces.

Dyspnoea in asthmatic children has been reported for comparable preparations in extremely rare cases.

Patients with sensitive digestive systems may experience nausea, usually after extensive treatment.

In case of hypersensitivity, remove varnish with a soft toothbrush and floss, then rinse with warm water.

No application of other fluoride preparations should be carried out on day of treatment. Suspend treatment with fluoride tablets for several days after treatment with **Orbis Fluoride Varnish**.

Do not swallow the varnish.

STORAGE:

Store at temperatures between 4°C - 23°C. Do not use **Orbis Fluoride Varnish** after expiry date.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the application of the products delivered by us is concerned, our verbal and/or written information has been given to the best of our knowledge and without obligation. Our information and/or advice do not relieve you from examining the materials delivered by us as to their suitability for the intended purposes of application. As the application of our preparations is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our preparations in accordance with the existing standards and corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale and delivery.

MD Medical Device



PRODUKTBESCHREIBUNG:

Orbis Fluoride Varnish ist ein fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung für die Behandlung von Schmelz- und Dentinoberflächen. **Orbis Fluoride Varnish** haftet an feuchten Oberflächen und toleriert Reste von Feuchtigkeit und Speichel. **Orbis Fluoride Varnish** ist eine ethanolische Suspension aus Kolophonium mit künstlichem Aroma und der süßenden Wirkung von Xylitol. 1 ml **Orbis Fluoride Varnish** beinhaltet 50 mg Natriumfluorid entsprechend

22,6 mg Fluorid.

INDIKATIONEN:

Orbis Fluoride Varnish ist bestimmt für:

1. die Behandlung von hypersensiblen Zähnen
2. die Behandlung von empfindlichen Wurzeloberflächen

ART DER ANWENDUNG:

Empfohlene Dosis:

Behandlung von Patienten mit Milchgebiss ca. 0,25 ml **Orbis Fluoride Varnish**.

Behandlung von Patienten mit Wechselgebiss oder bleibendem Gebiss ca. 0,40 ml **Orbis Fluoride Varnish**.

Einen dünnen Film **Orbis Fluoride Varnish** auf die Zahnhartsubstanz auftragen. Ein dicker Film löst sich leicht ab und bietet keine therapeutischen Vorteile. Erfahrungsgemäß liegt der benötigte Bedarf für ein komplettes Gebiss zwischen 0,25 ml und 0,40 ml.

ANWENDUNG:

1. Behandlungsfläche gründlich von Zahnstein reinigen.
2. Für ein besseres Ergebnis, überschüssige Feuchtigkeit/ Speichel komplett von der zu behandelnden Fläche entfernen.
3. **Orbis Fluoride Varnish** gleichmäßig auftragen, so dass die komplette Oberfläche mit einem dünnen Film bedeckt ist.
4. Anwendungsbereich befeuchten (entweder durch leichte Spülung oder durch natürlichen Speichelfluss), um eine Abbindung von **Orbis Fluoride Varnish** zu gewährleisten.
5. Patienten müssen darauf hingewiesen werden, 4 Stunden nach der Behandlung feste Nahrung, Alkohol, das Reinigen der Zähne sowie das Benutzen von Zahnseide zu vermeiden.

HINWEISE/VORSICHTSMASSNAHMEN:

Orbis Fluoride Varnish enthält Kolophonium.

Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diesen Inhaltsstoff von **Orbis Fluoride Varnish** ist auf die Anwendung zu verzichten.

Kolophonium kann die Polymerisation und die Haftung von Compositen beeinträchtigen. Seinem Anwendungszweck entsprechend hat **Orbis Fluoride Varnish** eine klebrige Konsistenz. Bei Verwendung der Tube können Materialreste auf dem Schraubgewinde zur Verklebung des Deckels führen. Ggf. Verunreinigungen mit einem ethanolhaltigen Tuch abwischen.

Orbis Fluoride Varnish ist nicht anzuwenden bei Patienten mit ulzerierenden Zahnfleisch- oder Mundschleimhautentzündungen. **Orbis Fluoride Varnish** ist nicht für systemische Behandlung bestimmt.

Selten wurde über ödematöse Schwellungen, besonders nach Anwendung auf größeren Oberflächen, berichtet.

Bei vergleichbaren Präparaten wurde sehr selten über Atemnot bei Kindern mit Asthma berichtet.

Bei Patienten mit empfindlichem Verdauungssystem kann nach umfangreicher Behandlung Übelkeit auftreten.

Bei Überempfindlichkeit: Lack mit weicher Zahnbürste und Zahnseide entfernen, anschließend mit warmem Wasser spülen.

Am Tag der Behandlung keine weiteren Anwendungen mit fluoridhaltigen Präparaten vornehmen.

Die Einnahme von Fluoridtabletten nach Behandlung mit **Orbis Fluoride Varnish** einige Tage aussetzen.

Lack nicht verschlucken.

LAGERUNG:

Lagerung bei 4°C - 23°C. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Unsere Präparate werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Soweit es die Anwendung der von uns gelieferten Präparate betrifft, sind unsere wörtlichen und/oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach bestem Wissen abgegeben und unverbindlich. Unsere Hinweise und/oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen. Da die

Anwendung unserer Präparate ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Präparate entsprechend bestehender Normen sowie entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen festgelegten Standards.

MD Medizinprodukt



PRODUKTBESKRIVNING:

Orbis Fluoride Varnish är en dental fluorlack för ytapplicering på emalj och dentin. **Orbis Fluoride Varnish** binder till väta ytor och är inte känsligt för fukt eller saliv. **Orbis Fluoride Varnish** är en etanolösning av kolofonium med artificiella smakämnen och xylitol som sötningsmedel. 1 ml **Orbis Fluoride Varnish** innehåller 50 mg natriumfluorid motsvarande 22,6 mg fluorid.

INDIKATIONER:

Orbis Fluoride Varnish är avsett för:

1. behandling av hypersensibla tänder
2. behandling av känsliga rottytor

ANVÄNDNINGSSÄTT:

Rekommenderade doser

Behandling av patienter med primära tänder använd cirka 0,25 ml **Orbis Fluoride Varnish**.

Behandling av ungdomar och vuxna patienter med permanenta tänder cirka 0,40 ml **Orbis Fluoride Varnish**.

Orbis Fluoride Varnish appliceras som en tunn film på dental hårdvävnad. Tjocka lager separerar lättare och ger inte bättre terapeutiskt resultat. Erfarenheten visar att mängden som behövs för att behandla hela bettet är mellan 0,25 ml och 0,40 ml.

APPLICERING:

1. Avlägsna tandsten från området som ska behandlas.
2. För att förstärka resultatet, avlägsna överskottsfukt/saliv från ytan som ska behandlas.
3. Fördela **Orbis Fluoride Varnish** som en tunn film som täcker hela ytan.
4. Låt ytan fuktas (med lätt sköljning eller naturlig fuktning av saliv) för säker härdning av **Orbis Fluoride Varnish**.
5. Instruera patienten att undvika fast mat, alkohol, borstning och tandtråd i fyra timmar efter applicering.

INFORMATION/FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Orbis Fluoride Varnish innehåller kolofonium.

Orbis Fluoride Varnish ska inte användas vid känd hypersensitivitet (allergi) mot något av innehållet.

Kolofonium kan hindra polymerisering och adhesion av komposit.

I enlighet med sitt syfte har **Orbis Fluoride Varnish** en kladdig konsistens. Material som lämnas på tubens gångar kan göra att hatten fastnar.

Torka av kvarvarande material med lite etanol.

Orbis Fluoride Varnish är kontraindicerat på patienter med ulcerös gingivit, stomatit.

Orbis Fluoride Varnish är inte avsett för systemisk behandling.

Ödematös svullnad har rapporterats i sällsynta fall efter applikation på större ytor. För liknande preparat har dyspné rapporterats, i mycket sällsynta fall vid användning på barn med astma. Patienter med känsligt matsmältningssystem kan uppleva illamående, vanligen efter större behandlingar. Vid biverkningar tas lacken bort med en mjuk tandborste och tandtråd, skölj därefter med varmt vatten.

Under dagen för behandling skall inga ytterligare fluoridpreparat användas. Behandling med fluoridtabletter skall avbrytas under flera dagar efter behandling med **Orbis Fluoride Varnish**. Skall ej sväljas.

FÖRVARING:

Förvara i rumstemperatur mellan 4°C - 23°C. Bör ej användas efter utgångsdatum.

Våra beredningar är utvecklade för dentalområdet. Den information vi lämnat avspeglar vår kunskap i dagsläget om användning av produkten, men innebär ingen garanti från vår sida. Våra muntliga eller skriftliga upplysningar och/eller råd befriar inte användaren från skyldigheten att själv bedöma huruvida produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. Eftersom vi inte kan styra hur produkten används faller hela ansvaret på användaren i det enskilda fallet. Vi garanterar naturligtvis att vår produkt uppfyller kraven i tillämpliga standarder och motsvarar de villkor som anges i våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

MD Medicinteknisk produkt

ORBIS

Fluoride Varnish

Orbis Fluoride Varnish
Bruksanvisning

Orbis Fluoride Varnish
Anvisninger

Orbis Fluoride Varnish
Käyttöohjeet

Last revised: 06/2020

NO **PRODUKT BESKRIVELSE:**
Orbis Fluoride Varnish er en fluorholdig lakk for overflateapplikasjon på emalje og dentin. **Orbis Fluoride Varnish** vil binde seg til våte overflater og er tolerant mot fukt og saliva. **Orbis Fluoride Varnish** er en etanolsuspensjon av kolofonium med kunstige smaker og xylitol søtstoffer. 1 ml med **Orbis Fluoride Varnish** inneholder 50 mg natrium fluor, som tilsvarer 22,6 mg fluor.

INDIKASJONER:
Orbis Fluoride Varnish er laget for bruk til:

1. behandling av hypersensitive tænder
2. behandling av sensitive rotoverflader

BRUKSANVISNING:
Anbefalt dosering
Behandling av pasienter med melketenner bruk ca 0,25 ml med **Orbis Fluoride Varnish**. Behandling av yngre pasienter eller pasienter med permanent tannsystem, ca 0,40 ml **Orbis Fluoride Varnish**.

Orbis Fluoride Varnish appliseres som en tynn film på tannoverflaten. Tykke lag flasser av lettere og gir ikke bedre terapeutisk effekt. Erfaring tilsier at 0,25 ml - 0,40 ml er tilstrekkelig for et komplett tannsett.

APPLIKASJON:

1. Fjern all tannstein fra behandlingsområdet.
2. For å forbedre resultatet fjernes all overflødig fuktighet/saliva fra behandlingsområdet.
3. Appliser **Orbis Fluoride Varnish** jevnt som en tynn film, som dekker hele den ønskede flate.
4. La området bli fuktig (enten ved lett spyling, eller ved naturlig saliva), for å sikre en god herding av **Orbis Fluoride Varnish**.
5. Instruer pasienten at hard mat, alkohol, tannpuss eller bruk av tanntråd må unngås de neste 4 timer.

INSTRUKSJONER/TILLEGGSINFORMASJON:
Orbis Fluoride Varnish inneholder Kolofonium.
Orbis Fluoride Varnish skal ikke brukes ved kjent hypersensitivitet (allergier) mot disse ingredienser.
Kolofonium kan forhindre polymerisering og adhesjon til komposit.
For å kunne fungere best har **Orbis Fluoride Varnish** klebende konsistens. Materiale som sitter igjen på skrukoppen av tuben kan medføre at kapselen sitter fast.
Tørk derfor av alt overflødig materiale med en etanol-innholdende klut.
Orbis Fluoride Varnish er kontraindisert på pasienter med ulcøs gingivitt eller stomatitt.
Orbis Fluoride Varnish er ikke beregnet brukt til systemisk behandling.
Ødemiske hevelser er rapportert i enkelte tilfeller, spesielt etter applikasjon på store flater. Kortpusthet, spesielt i sammenheng med asmatiske barn, er rapportert for lignende behandlinger, men kun i ekstremt sjeldne tilfeller.
Pasienter med følsomt fordøyelsessystem kan oppleve kvalme, vanligvis etter omfattende behandling.
I tilfeller av ugunstige reaksjoner kan varnishen fjernes med en tannbørste og tanntråd, for deretter å skylle med varmt vann. Ingen behandling med andre fluormidler er nødvendig den dagen varnishen appliseres. Unngå behandling med fluortabletter noen dager etter behandling med **Orbis Fluoride Varnish**. Må ikke svelges.

LAGRING:
Lagres i temperaturer mellom 4 °C - 23 °C. Skal ikke brukes etter utgått dato.

Våre produkter er utviklet for bruk i dentalbransjen. Når det gjelder våre produkter er våre muntlige eller skriftlige informasjonen gitt etter beste viten og uten forpliktelse. Vår informasjon og våre anbefalinger fritar deg ikke for ansvaret for at produktet brukes til det produktet er ment for. Siden bruk av våre produkter skjer uten vår kontroll er den fullstendig på eget ansvar. Selvfølgelig garanterer vi for kvaliteten på våre produkter som følger internasjonale standarder og de betingelser som er stipulert i våre generelle salg- og leveringsbetingelser.

MD Medisinsk utstyr

DK **PRODUKT BESKRIVELSE:**
Orbis Fluoride Varnish, er en dental fluorholdig lak til påføring på emalje og dentin. **Orbis Fluoride Varnish**, vil binde på våde overflader, og er tolerant over for fugt og spytt. **Orbis Fluoride Varnish** er en ethanolopløsning av kolofonium med kunstige aroma og xylitolsødestoffer. 1 ml **Orbis Fluoride Varnish** inneholder 50 mg natriumfluorid, svarende til 22,6 mg fluorid.

INDIKATIONER:
Orbis Fluoride Varnish er til bruk til:

1. hypersensitive tænder
2. behandlingen af følsomme rodooverflader

BRUGSANVISNING:
Anbefalet dosis:
Til patienter med mælketænder brug ca. 0,25 ml **Orbis Fluoride Varnish**. Behandling af patienter med et ungt tandsæt eller blivende tænder ca. 0,40 ml **Orbis Fluoride Varnish**.

Orbis Fluoride Varnish appliceres som et tyndt lag, på hårdt dentalt væv. Et tykt lag vil lettere falde af, og giver ikke bedre resultater. Erfaringerne viser, at en passende mængde ligger mellem 0,25 ml og 0,40 ml, for et komplet tandsæt.

APPLICERING:

1. Rengør området som skal behandles.
2. For bedst mulige resultat, fjern al spytt og fugt fra området som skal behandles.
3. Placer **Orbis Fluoride Varnish** i et jævnt tyndt lag, der dækker hele området.
4. Tillad området at blive vådt (enten ved at skylle med vand, eller ved spytt).
5. Instruer patienten om, at undgå fast føde, alkohol, tand- børstning og tandtråd, i 4 timer efter påføring.

YDERLIGE INFORMATION OG FORHOLDSREGLER:
Orbis Fluoride Varnish indeholder kolofonium.
Orbis Fluoride Varnish bør ikke bruges i tilfælde af kendt hypersensitivitet (allergi) mod denne ingrediens.
Kolofonium kan hæmme polymeriseringen og bindingen af kompositter.
På grund af sit formål, har **Orbis Fluoride Varnish** en klæbrig konsistens. Overskydende materiale i skruelåget, kan forårsage at skruelåget sidder fast. Tør derfor overskydende materiale af med en etanol-holdig klud.
Orbis Fluoride Varnish må ikke anvendes på patienter med ulcerativ gingivitis, stomatitis.
Orbis Fluoride Varnish er ikke beregnet til systemisk behandling.
Hævelser kan forekomme i sjældne tilfælde, som regel ved påføring på store overflader. Kortåndethed hosasmatiske børn er rapporteret, dog kun i meget sjældne tilfælde. Patienter med svag fordøjelse som opleve kvalme, som regel efter udvidet behandling. I tilfælde af bivirkninger, fjernes **Orbis Fluoride Varnish** med en blød tandbørste og der skylles efter med varmt vand. Undgå behandling med andre fluorprodukter samme dag. Behandling med fluortabletter bør suspenderes de følgende dage. Bør ikke sluges.

OPBEVARING:
Opbevares mellem 4 °C og 23 °C. Bør ikke bruges efter udløbsdatoen.
Vore præparater udvikles til brug inden for dentalområdet. Vores mundtlige henholdsvis skriftlige anvisninger og rådgivning om brug af vore præparater er afgivet uforbindende og i overensstemmelse med vores bedste viden. Du bør imidlertid under alle omstændigheder selv forvise dig om, at præparatet er egnet til det påtænkte formål. Eftersom anvendelsen af vore præparater ikke er underlagt vor kontrol, er denne udelukkende på dit eget ansvar. Vi garanterer naturligvis for, at kvaliteten af vore præparater opfylder eksisterende normer samt de standarder, som er fastlagt i vore generelle salg- og leveringsbetingelser.

MD Medicinsk udstyr

FI **TUOTEKuvaus:**
Orbis Fluoride Varnish on fluoridia sisältävä lakka hampaan desensitointiin kiille- ja dentiini-pinnoille. **Orbis Fluoride Varnish** tarttuu kosteisiin pintoihin ja on kosteutta ja sylkeä sietävä. **Orbis Fluoride Varnish** on kolofonin etanoliseos, mikä sisältää keinotekoisia makuaineita ja on makeutettu xylitolla. 1 ml **Orbis Fluoride Varnish** sisältää 50 mg natriumfluoridia, minkä vastaava fluoridipitoisuus on 22.6 mg.

INDIKAATIOT:
Orbis Fluoride Varnish on tarkoitettu käytettäväksi:

1. yliherkkien hampaiden hoitoon
2. herkkien juurenpintojen hoitoon

KÄYTTÖTAPA:
Suositeltava annostus
Potilaiden maitohampaiden hoidossa käytä noin 0,25 ml **Orbis Fluoride Varnish** lakkaa. Nuorten hampaiden hoitoon tai pysyvien hampaiden käsittelyyn noin 0,40 ml **Orbis Fluoride Varnish** lakkaa.

Orbis Fluoride Varnish lakkaa käytetään ohuena kalvokerrosena kovan hammaskudoksen pinnalla. Paksut kerrokset kuoriutuvat helposti pois eli ei siten tarjoa parasta mahdollista terapeutista hyötyä. Käyttökokemuksen myötä vaihtelevasti noin 0,25–0,40 ml fluoriilakkaa riittää koko hampaiston fluorikäsittelyyn.

KÄYTTÖ:

1. Poista hammaskivi kauttaaltaan käsiteltäviltä alueilta.
2. Parantaaksesi lopputuloksia, poista kaikki ylimääräinen kosteus/sylki käsiteltäviltä alueilta.
3. Levitä ohut kalvo **Orbis Fluoride Varnish** lakkaa kauttaaltaan, kattaen koko halutun pinnan.
4. Anna käsitely alue kostua (tai kevyellä huuhtelulla tai luonnollisella syljellä) varmistaksesi **Orbis Fluoride Varnish** lakan asianmukainen kovettuminen.
5. Neuvo potilasta välttämään kovan ruoan ja alkoholin nauttimista sekä hampaiden harjausta tai lankausta fluorikäsittelystä seuraavien neljän tunnin aikana.

LISÄTIEDOT/VAROTOIMENPITEET:
Orbis Fluoride Varnish sisältää luonnonhartsia.
Orbis Fluoride Varnishia ei pitäisi käyttää mikäli todettuja yliherkkyyksiä (allergioita) kyseiselle ainesosalalle.
Luonnonhartsit voi haitata kovettumista ja adheesiota yhdistelmämuoviin.
Orbis Fluoride Varnish lakalla on tarkoituksenmukainen tahmaava koostumus. Kierrekorkkiin jäänyt materiaali voi aiheuttaa korkin juuttumisen kiinni. Pyyhi kaikki kontaminoituneet epäpuhtaudet etanolipitoisella kankaalla.
Orbis Fluoride Varnish lakka ei sovellu käytettäväksi potilaille, joilla on haavainen ientulehdus tai stomatiitti.
Orbis Fluoride Varnish lakkakäsittely ei ole tarkoitettu systeemiseen hoitoon. Ödeemistä turvotusta on raportoitu harvoin erityisesti laajojen pintojen käsittelyssä. Hengenahdistusta astmaattikolapsilla on raportoitu erittäin harvinaisissa tapauksissa. Potilaat, joilla on herkkä ruoansulatusjärjestelmä voivat kokea pahoinvointia ja yleensä sen jälkeen, kun kyseessä on ollut lakan laaja-alainen käsittely. Mikäli tulee kyseeseen näitä kielteisiä reaktioita niin poista lakka pehmeällä hammasharjalla ja -langalla. Huuhtelee lopuksi haalealla vedellä.
Älä käytä muita fluorikäsittelyjä saman päivän aikana.
Keskeytä fluoriditablettien nauttiminen muutamaksi päiväksi **Orbis Fluoride Varnish** fluoridihoidon jälkeen. Fluoridia ei saa niellä.

SÄILYTYS:
Säilytä 4 °C - 23 °C lämpötilassa. Älä käytä viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen.

Tuotteemme on kehitetty hammaslääkintäkäyttöön. Toimittamiemme tuotteiden käyttöä koskevat suulliset ja / tai kirjalliset tiedot ovat käytössämme olleiden parhaiden tietojemme mukaisia ja ne eivät ole velvoittavia. Antamamme tiedot tai neuvot eivät vapauta käyttäjää arvioimasta toimittamiemme tuotteiden soveltuvuutta aiottuun käyttöön. Koska emme voi valvoa toimittamiemme tuotteiden käyttöä, käyttäjä on itse täysin vastuussa niiden käytöstä. Takaamme luonnollisesti valmisteidemme voimassa olevien standardien mukaisen laadun ja myyntiä sekä jakelua koskevien yleisten sopimusehtojen mukaisuuden.

MD Lääkinnällinen laite



0482



MP Medical Product GmbH
Grasweg 18 – 22
27607 Geestland
Germany

Distributed by Plandent Oy
Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
Finland | www.plandent.fi

PD 6000 1267 0620 99