

# ORBIS Bissregistratrate Technische Daten



**Material:** ORBI-Bite Fast 316921      ORBI-Bite Classic 149646      ORBI-Bite Granit 149649      ORBI-Bite Green 216641      ORBI-Bite Transpa 216639      ORBI-Bite Scan 216640  
**Artikelnummer:**

Indikationen					
Basismaterial	Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistraten	Fixierung von Stützstif- und Gesichtsbogenregistraten	Kaufflächenstempel bei lichthärtenden Compositorestaurationen	Transfermatrix zur Befestigung von Brackets	für die Anwendung in CAD/CAM Systemen
ORBI-Bite Fast 316921	X	X			
ORBI-Bite Classic 149646	X	X			
ORBI-Bite Granit 149649	X	X			
ORBI-Bite Green 216641	X	X			
ORBI-Bite Transpa 216639	X	X	X	X	
ORBI-Bite Scan 216640	X	X			X

Technische Daten	ORBI-Bite Fast 316921	ORBI-Bite Classic 149646	ORBI-Bite Granit 149649	ORBI-Bite Green 216641	ORBI-Bite Transpa 216639	ORBI-Bite Scan 216640
Farbe	Himbeer-Rot / Pink	Gelb	Türkis	Grün	Transparent	Gelb
Geschmack	Himbeere	Minze	Minze	Apfel	Minze	Minze
Mundverweildauer	00:30	01:00	00:30	01:00	01:00	00:30
Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30	00:30
Gesamtabbindezeit	01:00	01:30	01:00	01:30	01:30	01:00
Lineare Maßänderung	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
Härte	Shore A85	Shore A85	Shore D45	Shore A95	Shore A70	Shore D45

\* Die Zeitangaben beziehen sich auf 23°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 +/- 10%. Allgemein gilt: Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern die Abbindung