

# Technisches Datenblatt

## Firmen-/Stoff- und Zubereitungsbezeichnung

<u>Handelsname:</u>	Mundschutz mit Bändern/ Mundschutz mit Gummizug
<u>Artikelnummer:</u>	145978, 145878, 145893 145981, 145982, 145983
<u>Hersteller:</u>	ORBIS° Dental Handelsgesellschaft mbH Schuckertstr. 21 D-48153 Münster Tel.: +49(0)251 / 3226786    Telefax: +49(0) 251 / 7607201
<u>Auskunft:</u>	<a href="mailto:info@orbis-dental.de">info@orbis-dental.de</a>

## Produktbeschreibung

Hautfreundlicher Mundschutz, bestehend aus drei TNT-Lagen, glasfaser und latexfrei, mit Nasenbügel, bakteriologische Filterleistung 99,4 %  $\Delta P$  1,9 mm H<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>, ultraschallgeschweißte und mit Baumwolle umwickelte Gummibänder.

Verwendungszweck: für medizinisches und paramedizinisches Personal, um zu gewährleisten, dass der Patient vor Mikroben geschützt ist.

## Physikalische Eigenschaften

Abmessungen: 175±2 x 95 ± 2

Gewicht: 3.1 g

Enthält: TNT Polypropylen  
TNT Polyester

Farben: Hellblau, Grün, Weiß.

## Dosierung

N/A

## Gefahrenetikett

N/A

## Sicherheitsinformationen

Nicht wieder verwenden. Eine erneute Verwendung kann eine akute oder chronische Infektion hervorrufen.

Muss bei einem Patientenwechsel ausgetauscht werden. In jedem Fall vorher austauschen, falls augenscheinlich beschädigt oder feucht.

# Technisches Datenblatt

## Sicherheitsdatenblatt

N/A

## Bezugsrichtlinie und/ oder Norm

Richtlinie 93/42/EWG und nachfolgende Änderung 2007/47/EG  
Medizinisches Produkt, Klasse I  
EN 14683: 2005.

## Lagerung

Bei Raumtemperatur in einem trockenen und belüfteten raum lagern.

## Dauer

Unbegrenzt

## Abmessungen

Packungen mit 50 Stück

## Sonstige Angaben

### **Produkt nur für den professionellen Gebrauch.**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren nach unserem besten Wissen und Gewissen auf aktuell verfügbaren Informationen über die korrekte Handhabung des Produktes unter normalen Bedingungen. Eine andere, in diesem Datenblatt nicht enthaltene Verwendung dieses Produktes zusammen mit anderen Prozessen/Verfahren obliegt der alleinigen Verantwortung des Anwenders. Dieses Dokument stellt keine explizite oder implizite Garantie bezüglich Produktqualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck dar.

Stand: 21.03.2012