

ORBIS

Vertraue klug – überprüfe konsequent!

Originalhersteller haben vollkommen recht besorgt zu sein, dass einige Dritthersteller von Spitzen die Gewinde falsch herstellen, was zu schlechter Funktion und Schäden an den Handstücken führen kann. Dies gilt insbesondere für Spitzen, die nicht den CE-Prozess durchlaufen haben. Im Fall von unserem Hersteller, XPEDENT, ist die Produktion in britischem Besitz und wendet die gleichen Qualitätsprinzipien an wie jeder europäische Hersteller:

„Präzision ist unser oberstes Gebot und das beginnt bereits bei der Materialauswahl.“ Die computergesteuerte Planung der Spitzen mit allen notwendigen Merkmalen für eine optimale Behandlung sowie die kontinuierliche Vermessung der Gewinde während der Produktion sind für XPEDENT selbstverständlich. Um Gewindeverwechslungen zu vermeiden, werden die Spitzen in einem internen QA-Prozess aufwendig vor der Verpackung erneut geprüft und erst danach freigegeben.

QA Prozess

Für jedes Gewinde, das XPEDENT im Programm hat, verfügen sie über die sogenannten GO- und NO-GO-Messgeräte. Das Gewinde jeder Spitze wird zu 100% mit diesen Messgeräten überprüft. Stichprobenkontrollen werden zudem auch zusätzlich von der Qualitätsabteilung durchgeführt.

Kontrolle eines Innengewindes



Kontrolle mit GO (T) Lehre



Kontrolle mit NO-GO (Z) Lehre

Kontrolle eines Aussengewindes



Kontrolle mit GO (T) Lehre



Kontrolle mit NO-GO (Z) Lehre

Garantie

Wir garantieren höchste Präzision und Langlebigkeit. Für alle Spitzen sind entsprechende Drehmomentschlüssel lieferbar um eingestellt Gerätefunktionen bis in die Spitze zu gewährleisten. Die ORBIS Dental hat die Produkte im Sortiment.

Im äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass eine unserer Spitzen Ihr Handstück nachweislich beschädigt, garantiert XPEDENT, Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Handstückes zu übernehmen. Mit dieser Garantie sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie in Zukunft die ORBIS Scaler Spitzen benutzen.

Natürlich werden wir in einem solchen Fall die verwendete Spitze sowie das Handstück akribisch in unserem Unternehmen überprüfen.



Xpedent Austria GmbH
Millenium Park 9, 6890 Lustenau,
Austria



Xpedent Austria GmbH
Millenium Park 9, 6890 Lustenau, Austria

ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH
Schuckertstraße 21 – 48153 Münster
www.orbis-dental.com

