

ORBI-Sept Dry Wipes & Flächendesinfektion

ORBI-Sept Dry Wipes

Art.-Nr.	Bezeichnung	Format	Inhalt	Qualität	Tränkung	Abbildung
046121	ORBI-Sept Dry Wipes L Premium	28 x 28 cm	2 x 75 Blatt	60 g/m ² Polyester-Viskose 90% PES, 10% VIS	Tränken mit 1,4 L und 30 Minuten Einwirkzeit	
258302	ORBI-Sept Dry Wipes L Soft	28 x 30 cm	2 x 90 Blatt	50 g/m ² Polyester 100% PET	Tränken mit 1,8 L und 30 Minuten Einwirkzeit	
273790	ORBI-Sept Dry Wipes M Soft	20 x 30 cm	150 Blatt		Tränken mit 2,1 L und 30 Minuten Einwirkzeit	
273793	ORBI-Sept Dry Wipes Soft	15 x 23 cm	2 x 240 Blatt		Tränken mit 2,0 L und 30 Minuten Einwirkzeit	

ORBI-Sept Flächendesinfektion

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Lösung	Bemerkung	Duftnote	In 100g enthalten	Normen / Wirkungsspektrum	Abbildung	
Alkoholfrei									
258134	ORBI-Sept SD Free Flächendesinfektion alkoholfrei	2,5 L	Gebrauchsfertig	Neutral	Für empfindliche Flächen QAV Hinterlässt Streifen	0,48g Didecyldimethylammoniumchlorid 0,2g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin	EN13624; EN13727; EN14348; EN14476 Fungizid, Candida albicans, bakterizid, tuberkulozid, viruzid in 2 Min.		
262556	ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Konzentrat	2,5 L	Konzentrat	Neutral	Für große Flächen, Fußböden, Schränke, Inventar und Arbeitsflächen	5,6g Didecyldimethylammoniumchlorid 3,1g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin	EN13624; EN13697; EN13727; EN14348 Fungizid, Candida albicans, bakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid in 5 Min. (DVV/RKI)		
Alkoholreduziert									
278933	ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Sensitive	2,5 L	Gebrauchsfertig	Neutral	Für empfindliche Oberflächen. Beste Materialverträglichkeit	20,0g 1-Propanol 5,0g 2-Propanol	EN13624; EN13697; EN1650; EN13727; EN1276; EN14348; EN14476 Fungizid, Candida albicans, bakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid Plus in 1 Min. (Adeno, Noro, Rota); Polyoma RKI/DVV		
Alkoholhaltig									
258143	ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Cool fresh	2,5 L	Gebrauchsfertig	Cool fresh	Wenn auf Polster von Behandlungseinheit angewendet, zusätzliche Pflege verwenden	43,0 g Ethanol 8,0g 1-Propanol 0,055g Didecyldimethylammoniumchlorid	EN13624; EN13697; EN13727; EN14348; EN14476 Fungizid, Candida albicans, bakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid Plus in 1 Min. Rota, Noro, Adeno (DVV/2012)		
258144	ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Neutral	2,5 L	Gebrauchsfertig	Neutral	Wenn auf Polster von Behandlungseinheit angewendet, zusätzliche Pflege verwenden	24,0g Ethanol 37,0g 1-Propanol enthält Duftstoffe	EN 13624; EN1650; EN13727; EN1276; EN14348; EN14476 Fungizid, Candida albicans, bakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid Plus in 1 Min. Adeno, Noro – Vaccinia (DVV2012)		
262560	ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Plus	2,5 L	Gebrauchsfertig	Lemon	Wenn auf Polster von Behandlungseinheit angewendet, zusätzliche Pflege verwenden Kürzere Einwirkzeiten				

ORBI-Sept Wet Wipes

Art.-Nr.	Bezeichnung	Format	Inhalt	Tuchqualität	Bemerkung	Tränkung	Behältnis	Abbildung
Größe S								
261127	ORBI-Sept Wet Wipes Standard S Cool fresh	13 x 20cm	6 x 100 Blatt	24 g/m ² Polyester 100% PET	Mit Alkohol Für kleine, alkoholbeständige Oberflächen	258143 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion cool fresh	Leerdose REF 184926	
283945	ORBI-Sept Wet Wipes Standard S Plus		100 Blatt		Mit Alkohol Für kleine, alkoholbeständige Oberflächen Schnellere Einwirkzeiten	262560 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Plus		
300573	ORBI-Sept Wet Wipes Standard S Free alkoholfrei		Alkoholfrei Für kleine, empfindliche Flächen		258134 ORBI-Sept SD Free Flächendesinfektion alkoholfrei			
Größe M								
273791	ORBI-Sept Wet Wipes M Soft Neutral	15 x 23 cm	240 Blatt	50 g / m ² Polyester 100% PET	Mit Alkohol, für alkoholbeständige Oberflächen. Wenn auf Polster von Behandlungseinheit angewendet, zusätzliche Pflege verwenden	258144 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion neutral	Spendereimer REF 046122	
273792	ORBI-Sept Wet Wipes M Soft Cool fresh				258143 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion cool fresh			
Größe L								
SOFT								
300572	ORBI-Sept Wet Wipes L Soft Free alkoholfrei	28 x 30 cm	90 Blatt	50 g / m ² Polyester 100% PET	Ohne Alkohol, für empfindliche Oberflächen	258134 ORBI-Sept SD free Flächendesinfektion alkoholfrei	Spendereimer REF 046122	
278931	ORBI-Sept Wet Wipes L Soft Sensitive				Mit reduziertem Alkoholanteil, für empfindliche Oberflächen Beste Materialverträglichkeit	278933 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Sensitive		
258139	ORBI-Sept Wet Wipes L Soft Neutral				Mit Alkohol, für alkoholbeständige Oberflächen. Wenn auf Polster von Behandlungseinheit angewendet, zusätzliche Pflege verwenden	258144 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Neutral		
258140	ORBI-Sept Wet Wipes L Soft Cool fresh				258143 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Cool fresh			
PREMIUM								
278932	ORBI-Sept Wet Wipes L Premium Sensitive	28 x 30 cm	75 Blatt	60 g / m ² Polyester-Viskose 90% PES, 10% VIS	Mit reduziertem Alkoholanteil, für empfindliche Oberflächen Beste Materialverträglichkeit	278933 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Sensitive	Spendereimer REF 046122	
258141	ORBI-Sept Wet Wipes L Premium Neutral				Mit Alkohol, für alkoholbeständige Oberflächen. Wenn auf Polster von Behandlungseinheit angewendet, zusätzliche Pflege verwenden	258144 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Neutral		
258142	ORBI-Sept Wet Wipes L Premium Cool fresh				258143 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Cool fresh			
Größe M								
FLOWPACKS								
256449	ORBI-Sept Wet Wipes Flow Free alkoholfrei	20 x 30 cm	80 Blatt	50 g / m ² Polyester 100% PET	Ohne Alkohol, für empfindliche Oberflächen	258134 ORBI-Sept SD free Flächendesinfektion alkoholfrei	Ohne Spendereimer Im praktischen Flowpack	
301761	ORBI-Sept Wet Wipes Flow Sensitive				Mit reduziertem Alkoholanteil, für empfindliche Oberflächen Beste Materialverträglichkeit	278933 ORBI-Sept SD Flächendesinfektion Sensitive		