

ORBIS Tip-Halter / ORBIS Pinselhalter

1. Allgemeines

Dental-Halter = Hilfsmittel zur Aufnahme von ORBI-Tips und Pinselansätze zur Applikation von Dentalmedien.

Die Halter haben eine gewinkelte und eine gerade Aufnahme und wurden zur Verwendung in Verbindung mit ORBIS ORBI-Tips und den ORBIS Pinselansätzen entwickelt und abgestimmt.

Sowohl die ORBI-Tips als auch die Pinselansätze werden durch Einstecken in die Aufnahmen fixiert.

2. Reinigungs- / Aufbereitungsanweisung

- Reinigung mittels Dentaldesinfektionsmitteln

- Autoklavierbar bis 121 Grad C. max. / 249,8 Grad Fahrenheit max.

Die Kunststoffoberfläche muss dabei frei von jeglichen Chemikalien sein. (Chargen ab Mai 2015).